

AGREGA

Ayarlı Bölgeç



Ayarlı Bölgeç, laboratuvara gelen agrega numune partilerinden, ilgili deneyler için gerekli miktarlarda temsili numunelerin elde edilmesinde kullanılmakta. 12.5 mm'den başlayan oluk açıklıkları 12.5 mm'lik artışlarla 100 mm ye kadar ayarlanabilir. 20 litre kapasiteli numune besleme haznesine sahiptir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Özgül Ağırlık Sehpa

PGE-401



Los Angeles Aşındırma Cihazı

PAG-400



Agrega Kırılma Değeri Deney Seti

PAG-414

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

